


生命科学学院实验平台色谱柱采购项目方案



序号	名称	规格型号或技术参数、工程清单、服务要求（内容多可另附页）	单位	数量	单价	总价	备注
1	液相色谱柱	填料: HILIC 分离模式: 亲水作用 (HILIC) 颗粒基质: Hybrid pH Range Min: 1 pH pH Range Max: 9 pH Maximum Pressure: 18000 psi (1240 Bar) Endcapped: 不 Silanol Activity: High Particle Shape: Spherical 粒径: 1.7 μm Endfitting Type: Parker-style 孔径: 130 Å 规格: Premier色谱柱 表面积: 185 系统: UHPLC, UPLC 颗粒技术: EH Technique: LC USP分类: L3 内径: 2.1 mm 长度: 100 mm	1	根	8360	8360	

生命科学学院实验平台色谱柱采购项目方案

2	液相色谱柱	填料: 酰胺 分离模式: 亲水作用 (HILIC) 颗粒基质: Hybrid pH Range Min: 2 pH pH Range Max: 10 pH Silanol Activity: Low Particle Shape: Spherical 粒径: 1.7 μm 孔径: 300 Å QC Tested: Glycoprotein 规格: 色谱柱 表面积: 185 系统: UHPLC, UPLC 颗粒技术: BEH Technique: LC USP分类: L68 内径: 2.1 mm 长度: 100 mm Carbon Load: 12 % UNSPSC: 41115709 应用: 聚糖	1	根	9520	9520	
3	CD-2560色谱柱	CD-2560气相毛细管色谱柱 规格型号: 100m*0.25mm* 0.2um	1	根	9800	9800	
	小计				27680	27680	
7	合计				27680	27680	
8	安装费						/
9	运费						/
10	税金						/
11	总计				27680.00	27680.00	

